



ご案内

お客様各位

平成 27 年 3 月

アボット ジャパン株式会社

ダイアベティスケア事業部
〒108-6305 東京都港区三田 3-5-27
住友不動産三田ツインビル西館

自己検査用グルコース測定器

新製品「フリースタイルプレジジョンネオ™」発売のお知らせ

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃は格別のご厚誼を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび自己検査用グルコース測定器「フリースタイルプレジジョンネオ™」を 2015 年 4 月 27 日より販売開始させていただく運びとなりました。

フリースタイルプレジジョンネオ™は、厚みが世界最薄* 8.7mm という『優れた携帯性』を有するスタイリッシュなデザインになっております。

さらに、シンプルな操作性ながら ISO15197:2013 の分析性能の基準に適合した『高い正確性』を実現しております。

また、画面には反射がほとんどなく目にも優しい E Ink テクノロジーを採用し、毎日お使いいただく患者様のために見易さを追求しました。

加えて、測定データなどを記録し平均値などが多角的に確認できるログブック機能や血糖インジケーター機能により、患者様の『最適な血糖管理をサポート』することができます。

本製品は、血糖及び血中ケトン体（β-ヒドロキシ酪酸）の 2 項目を 1 台の機器で測定することができます。

なお、本製品に使用する測定電極「FS プレジジョン血糖測定電極」と「β-ケトン測定電極Ⅲ」はプレジジョン エクシードでもご使用いただけます。

今後とも弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

謹 白

*2014年10月 当社調べ

--- お問い合わせ窓口 ---

お客様相談窓口 0120-37-8055

月曜日～金曜日：8:00～20:00

土曜日・日曜日・祝祭日・12/31～1/3：8:00～17:00

記

製品名	製品番号	希望価格 (税抜)	最低発注 単位数	仕様
フリースタイルプレジジョンネオ 2015年4月27日発売 	71386-80	¥13,500	5セット	測定器1台
FSプレジジョン血糖測定電極 	99619-75	¥3,700	12箱	25枚入
	80224-75	¥4,440	12箱	30枚入
β -ケトン測定電極Ⅲ	99623-75	¥5,500	1箱	10枚入
フリースタイルプレジジョンネオ スターターボックス 200	99619-95	¥31,700	1セット	測定器1台、25枚入×8箱
フリースタイルプレジジョンネオ スターターボックス 240	80224-95	¥34,400	1セット	測定器1台、30枚入×8箱
フリースタイルプレジジョンネオ スターターボックス 50	99619-85	¥16,800	1セット	測定器1台、25枚入×2箱
フリースタイルプレジジョンネオ スターターボックス 60	80224-85	¥17,800	1セット	測定器1台、30枚入×2箱

承認番号 (フリースタイルプレジジョンネオ) : 22600BZX00343000

承認番号 (FSプレジジョン血糖測定電極) : 22600AMX01286000

以上